

Test de Graham

Estimado Usuario:

Para la correcta recolección de su muestra debe seguir las siguientes indicaciones:

1. La noche anterior a la toma del exámen realizar aseo con agua tibia y jabón en la región anal.
2. Tomar la muestra en la mañana, antes de ir al baño y sin efectuar aseo personal ni aplicar cremas ni talco.
3. Despegar la cinta engomada de la placa de vidrio y adherir por la cara engomada (con pegamento) en la zona alrededor del ano presionando suavemente, sin tomar deposiciones.
4. La cinta engomada se vuelve a pegar en la placa de vidrio sin dejar arrugas, lo más horizontal y estirada posible.
5. Repetir el procedimiento cinco mañanas seguidas, utilizando una placa de vidrio diferente cada mañana, con su respectiva cinta engomada.
6. Guardar las placas de vidrio con las muestras en una bolsa plástica sellada y transportarlas al laboratorio sin exponer al calor.